

NOŻYCZKI DO WŁÓKNA KOMPOZYTOWEGO



ARKONA
www.arkonadent.com

**Przeznaczone do cięcia produktów
opartych na najbardziej wymagających włóknach:**

- włókna UHMWPE (Włókno Kompozytowe)
- włókna UHMWPE (Dyneema[®], Spectra[®])
- włókna aramidowe (Kevlar[®])
- włókna szklane i węglowe



DŁUGOŚĆ
OSTRZA
~ 2 cm



DŁUGOŚĆ
NOŻYCZEK
~ 11 cm



*Delikatne ząbkowanie
podtrzymuje materiał
podczas cięcia*

Możliwość sterylizacji w autoklawie