

**ARKONA**

Od Stomatologa dla Stomatologów

Praktyczne wsparcie w codziennej pracy ortodonta



FLOW-COLOR to kompozyt, który doskonale sprawdza się przy znakowaniu granicy szkliwa w pracach tymczasowych oraz zabezpieczaniu uwierających elementów aparatów ortodontycznych. **Dostępny w dziewięciu kolorach, dzięki czemu dokładnie wiesz, gdzie został nałożony.**


Żywe kolory niezębowe ułatwiają tymczasowe zabiegi ortodontyczne, tworząc kontrastową warstwę. Dzięki temu kompozyt jest łatwo odróżnialny od szkliwa, co przyspiesza i ułatwia pracę lekarza.

Opakowanie: strzykawka 1 g

Kolory: różowy, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, pomarańczowy, żółty, biały, czarny



Podnoszenie wysokości zwarcia
- ochronne znakowanie granicy szkliwa



Mocowanie szyny tymczasowej
- ochronne znakowanie granicy szkliwa



NEXT to kompozyt typu pasta w **unikalnych kolorach - różowym i niebieskim, do prac tymczasowych.**

Kolory niezębowe umożliwiają skuteczne oznaczanie granicy szkliwa w pracach tymczasowych i kontrolę starcia przy podnoszeniu wysokości zwarcia.

Dzięki wyrazistemu kolorowi łatwo go zlokalizować w jamie ustnej, a jego trwałość pozwala na bezpieczne stosowanie w trakcie leczenia ortodontycznego.

Opakowanie: strzykawka 4 g

Kolory: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OA3, B1, B2, C2, D2, D3, I, **BLUE, PINK**



Estetyczny retainer

WŁÓKNO KOMPOZYTOWE, czyli elastyczne włókna zatopione w kompozycie, to sprawdzone rozwiązanie do szynowania zębów po leczeniu ortodontycznym.

Jego wysoka wytrzymałość i elastyczność umożliwiają komfortowe dopasowanie. Szyna jest gładka i niewidoczna. Nie zawiera metalu.

Nadaje się również do wzmacniania retainera szczególnie w przypadkach wymagających dodatkowej stabilizacji.

Opakowanie: 1 szt., długość - 60 mm, szerokość 2,5 ± 0,2 mm, grubość 0,7 ± 0,1 mm.



Płukanie kieszonki przyzębnej ze stanem zapalnym



Stany zapalne dziąseł to częsty problem u pacjentów noszących aparaty ortodontyczne.

PERIO-FLUSH pomaga w utrzymaniu higieny wokół aparatów ortodontycznych. Specjalistyczny płyn do płukania kieszonek wspiera codzienną higienę i dociera tam, gdzie nie radzi sobie szczoteczka – pomagając ograniczyć stan zapalny już u źródła.

Formuła z bromkiem domifenu – skuteczna, ale łagodna dla błon śluzowych.

Opakowanie: 10 strzykawek (10 x 3 ml) z zamknięciem typu luer-lock, 10 aplikatorów.



Sprawdza się doskonale przy adhezji zamków ortodontycznych. Jego **żelowa konsystencja** ułatwia aplikację, a widoczny kolor daje pełną kontrolę w trakcie zabiegu.

Łatwe spłukiwanie: stworzony z myślą o szybkim i kompletnym usunięciu.

Opakowanie: strzykawka 2,6 g + 2 aplikatory, strzykawka 13 g + 2 aplikatory, strzykawka 60 g + 3 strzykawki akcesoryjne + 50 aplikatorów.

PRACE TYMCZASOWE - OZNACZENIE GRANICY SZKLIWA




1. Podniesienie wysokości zwarcia




2. Mocowanie aparatu Pendulum

3. Blokada śruby Hyrax

RETAINERY



Łuk górny



Łuk dolny



Zapoznaj się z szerszym opisem i przypadkami klinicznymi na naszej stronie www.arkonadent.com/praktyczne-wsparcie-w-codzienniej-pracy-ortodonta

