



BOSTON

Mocny jak głaz

BOSTON to światłoutwardzalny kompozyt mikrohybrydowy o **podwyższonej odporności mechanicznej**. Został opracowany zgodnie z **życzeniami lekarzy**, którzy oczekiwali mocnego i odpornego na nagryzanie a jednocześnie uniwersalnego, stabilnego i przewidywalnego materiału. Dzięki swojej **wszechstronności** **BOSTON** sprawdza się zarówno w klasycznych wypełnieniach ubytków, jak i w rozbudowanych rekonstrukcjach protetycznych, zapewniając **trwałość i estetykę** na lata.

**50% więcej
kompozytu***

kompozytu
6g
w strzykawce

Gramatura

*Kompozyt światłoutwardzalny **BOSTON** dostępny jest w strzykawce o pojemności aż **6 g**, podczas gdy standardowe opakowania na rynku zawierają zwykle 4 g materiału. To oznacza, że w jednym opakowaniu dostępne jest o **50% więcej kompozytu**.

Dzięki temu:

- **jedna strzykawka** wystarcza na wykonanie większej liczby odbudów,
- lekarz **rzadziej musi sięgać** po nowe opakowanie, co zwiększa płynność pracy,
- **zmniejsza się koszt** jednostkowy odbudowy, co przekłada się na realną oszczędność w praktyce gabinetowej.

6 g w strzykawce to połączenie ekonomii, wygody i praktyczności w codziennej pracy klinicznej.

Wytrzymałość

BOSTON zapewnia wieloletnią **odporność** na siły żucia, dzięki **podwyższonej wytrzymałości** mechanicznej, gwarantując długotrwałe rezultaty. Doskonale **łączy się** ze wszystkimi **nowoczesnymi włóknami** co sprawia, że prace są jeszcze bardziej odporne na działające siły.

Najważniejsze zalety:

- **Możliwość stosowania** w dużych wypełnieniach, koronach, mostach czy wkładach typu inlay/onlay.
- **Odporność** na siły żucia sprawia, że rekonstrukcje wykonane kompozytem **BOSTON** są stabilne, trwałe i niezawodne.
- **Stabilność** materiału w czasie zapewnia pacjentowi komfort użytkowania i estetyczny wygląd odbudowy przez wiele lat.

**Niezawodna
trwałość**



BOSTON daje lekarzowi pewność, a pacjentowi bezpieczeństwo i trwałość.

Komfort pracy

Homogeniczna konsystencja kompozytu **BOSTON** sprawia, że materiał łatwo się nakłada i modeluje. Pozwala na precyzyjne odtworzenie anatomicznych kształtów zęba i uzyskanie **naturalnego efektu** estetycznego. **Stabilność masy** podczas aplikacji przekłada się na przewidywalne rezultaty kliniczne i mniejszą potrzebę korekt.

Parametry

Wysoka odporność mechaniczna

umożliwia stosowanie w uzupełnieniach wszystkich klas ubytków oraz w uzupełnieniach protetycznych.

Optymalna konsystencja

daje komfort aplikacji oraz łatwość modelowania.

Skurcz polimeryzacyjny (1,6–1,9%)

minimalizuje ryzyko nieszczelności brzeżnej i zwiększa trwałość odbudowy.

Wyraźny kontrast na zdjęciach RTG

umożliwia łatwą i precyzyjną kontrolę kliniczną.

Wskazania do stosowania

➤ wypełnienia ubytków klas I, II, III, IV i V wg Blacka

➤ stałe uzupełnienia protetyczne: korony, endokorony, mosty, inlay/onlay (na podbudowie z włókien poliamidowych, polietylenowych, szklanych)


➤ tymczasowe uzupełnienia protetyczne: korony, mosty

➤ szyny stabilizujące zęby – stałe (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz tymczasowe wkłady koronowo-korzeniowe

➤ możliwość stosowania na porcelanę (po odpowiednim przygotowaniu powierzchni)

➤ naprawa kompozytowych i akrylowych koron oraz mostów


Przypadki kliniczne



Efekty zastosowania kompozytu **BOSTON** w praktyce klinicznej – trwałość i estetyka w jednym.

Strzykawka 6 g dostępna w kolorach

Szeroka gama kolorów umożliwia precyzyjne dopasowanie do naturalnego wyglądu zęba i uzyskanie wysokiej estetyki odbudowy.



ARKONA

Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
21-025 Niemce, Nasutów 99 C, Polska
+48 887 883 005, www.arkonadent.com

