




PODWIĄZKA

Wygodne modelowanie

PODWIĄZKA to uniwersalne, światłoutwardzalne włókno stomatologiczne, stworzone jako elastyczna alternatywa dla włókien szklanych. Jego wyjątkowa konstrukcja opiera się na **poliaramidowym włóknie** o wysokiej wytrzymałości, **połączonym z żywicą światłoutwardzalną**. Dzięki temu oferuje trwałość, elastyczność i wygodę pracy, a także wszechstronność, której potrzebujesz w codziennej praktyce.

Płaska taśma pleciona




Płaska taśma pleciona zapewnia elastyczność i naturalne **dopasowanie** do powierzchni zęba, jednocześnie zachowując stabilność struktury **bez strzępienia i rozwarstwiania**. Konstrukcja umożliwia trwałe i szczelne połączenie z kompozytem, dzięki czemu włókno **wzmacnia odbudowę przy minimalnej grubości** i doskonale układa się nawet na skomplikowanych krzywiznach.

Trzy warianty szerokości

2 mm • 3 mm • 4 mm

PODWIĄZKA dostępna jest w szerokościach: **2 mm, 3 mm i 4 mm** - dzięki czemu można precyzyjnie dobrać wariant do rodzaju rekonstrukcji - od delikatnych prac estetycznych po rozległe odbudowy wymagające mocniejszego podparcia.



Wysoka wytrzymałość

Zapewnia **wieloletnią trwałość rekonstrukcji** - stanowi stabilne podparcie w miejscach o wysokich obciążeniach okluzyjnych, gdzie sam kompozyt ulegałby pęknięciom lub odkształceniom. Dzięki **poliaramidowemu włóknu** rekonstrukcje pozostają **stabilne** nawet przy intensywnych siłach żucia, co znacząco wydłuża żywotność odbudowy.

Kluczowe zalety

1

Wygodne modelowanie

Dzięki elastycznym, niesprężynującym włóknom poliamidowym materiał świetnie dopasowuje się do powierzchni zęba i łatwo utrzymuje nadany kształt.

2

Szybka odbudowa zęba – w 1 wizyte

Możliwość wykonania rekonstrukcji w ok. 1h – idealne rozwiązanie po nagłych urazach oraz u pacjentów, którzy muszą natychmiast wrócić do komfortu funkcjonowania.

3

Nie inwazyjna odbudowa braku zębowego


Doskonała przy odbudowie brakujących zębów u pacjentów, którzy:

- nie akceptują implantów,
- boją się zabiegów chirurgicznych,
- nie chcą szlifować zdrowych sąsiednich zębów.

4

Współpraca z każdym kompozytem

Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi kompozytami światłoutwardzalnymi różnej lepkości.



Wskazania do stosowania

- podparcie dla stałych kompozytowych uzupełnień protetycznych: koron, endokoron, mostów, wkładów, nakładów
- szyny stabilizujące zęby: tymczasowe i stałe
- retainery ortodontyczne
- indywidualne wkłady koronowo-korzeniowe

Przypadki kliniczne

I przypadek

przed



w trakcie



po



II przypadek

przed



w trakcie



po



III przypadek

przed



w trakcie



po




IV przypadek

przed



w trakcie



po



ARKONA

Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
21-025 Niemce, Nasutów 99 C, Polska
+48 887 883 005, www.arkonadent.com

